

KeriFix®
KeriLock®

Kotwice węzłowe
do małych stawów



KeriFix® kotwice wbijane



KeriFix®	Nr referencyjny	Szew
Nitinol Ø 2 mm x 3.8 mm	500-B10001	KeriFiber #2.0 (PE) biały, 18" (45 cm), 2 igły, 3/8C, 16 mm, stożkowe
Nitinol Ø 2 mm x 3.8 mm	500-B10002	KeriFiber #4.0 (PE) biały, 18" (45 cm), 2 igły, 3/8C, 13 mm, stożkowe
Nitinol Ø 2 mm x 3.8 mm	500-B10003	Polyester #2.0 zielony, 18" (45 cm), 2 igły, 3/8C, 16 mm, stożkowe

KeriLock® kotwice wkręcane



KeriLock®	Nr referencyjny	Szew
Stop tytanu Ø 2.4 mm x 4.0 mm	500-B20001	KeriFiber #2.0 (PE) biały, 18" (45 cm), 2 igły, 3/8C, 16 mm, stożkowe
Stop tytanu Ø 2.4 mm x 4.0 mm	500-B20002	KeriFiber #4.0 (PE) biały, 18" (45 cm), 2 igły, 3/8C, 13 mm, stożkowe
Stop tytanu Ø 2.4 mm x 4.0 mm	500-B20003	Polyester #2.0 zielony, 18" (45 cm), 2 igły, 3/8C, 16 mm, stożkowe

KeriMedical Switzerland HQ

Route des Acacias, 45a
1227 Geneva - Switzerland
Tel: +41 58 255 01 30
Fax: +41 58 255 01 40
customerservice@kerimedical.com

KeriMedical France

ActiPro - 219 rue Laszlo Biro
74160 Archamps - France
Tel: +33(0)4 50 85 36 10
Fax: +33 (0)4 80 16 05 10
adv@kerimedical.com

KeriMedical Germany GmbH

Fritz-Vomfelde-Str. 34
40547 Düsseldorf - Germany
Tel: +49 (0) 211 53883 320/321
Fax: +49 (0) 211 53883 33 320/321
officegermany@kerimedical.com

