



INSTRUMENTARIUM do PIP i MCP

KeriFLEX®  
+  
ZOPTYMALIZOWANE I  
UPROSZCZONE  
INSTRUMENTARIUM


Narzędzia:  
Dwie progresywne raszple




Narzędzia do PIP



Narzędzia do MCP



PIP + MCP Set



NR KATALOGOWE

Implanty PIP

| Numery katalogowe |                 |           |
|-------------------|-----------------|-----------|
| Ref.              | Opis            | Kolor     |
| 210-P20001        | KeriFLEX IPP T1 | Pomarańcz |
| 210-P20002        | KeriFLEX IPP T2 | Zielony   |
| 210-P20003        | KeriFLEX IPP T3 | Żółty     |
| 210-P20004        | KeriFLEX IPP T4 | Czerwony  |
| 210-P20005        | KeriFLEX IPP T5 | Niebieski |

Implanty MCP

| Numery katalogowe |                  |           |
|-------------------|------------------|-----------|
| Ref.              | Opis             | Kolor     |
| 210-P10000        | KeriFLEX MCP T00 | Niebieski |
| 210-P10010        | KeriFLEX MCP T10 | Purpurowy |
| 210-P10020        | KeriFLEX MCP T20 | Pomarańcz |
| 210-P10030        | KeriFLEX MCP T30 | Zielony   |
| 210-P10040        | KeriFLEX MCP T40 | Żółty     |
| 210-P10050        | KeriFLEX MCP T50 | Czerwony  |
| 210-P10060        | KeriFLEX MCP T60 | Czarny    |

CE 1250

KeriMedical Suisse - Siège Social  
Route des Acacias, 45a  
1227 Genève - Suisse  
Tél: +41 58 255 01 30  
Fax: +41 58 255 01 40  
customerservice@kerimedical.com

DYSTRYBUTOR  
W POLSCE:  
Good For You Medical  
Tel: +48 532 537 340  
Email :  
medical@good-for-you.pl




Fully committed to Hand & Wrist only  
www.kerimedical.com



KeriFLEX®

Silikonowe protezy  
międzypaliczkowe  
PIP - MCP



# KeriFLEX®

Silikonowe implanty  
międzypaliczkowe  
PIP - MCP

Wskazane w reumatoidalnym zapaleniu stawów,  
chorobie zwyrodnieniowej lub zmianach pourazowych



+ KOMFORT

+ STABILNOŚĆ

Implanty KeriFLEX® zapewniają siłę,  
elastyczność i trwałość

SILIKON KLASY MEDYCZNEJ  
NuSil (NuSil Technology LLC)

- Zachowane anatomiczne centrum rotacji
- Kształt dopasowany do anatomii stawu, ograniczający konflikt z mechanizmem prostownika
- Odporność na naturalne siły ściskające stawu



Test lab

Zgięcie / wyprost test implantów


## KSZTAŁT I WYTRZYMAŁOŚĆ

- Pełne zgięcie i wyprost (0° - 90°)
- Udokumentowana wytrzymałość do 10 milionów cykli (test laboratoryjny)
- Kąt ugięcia zgodny z naturalnym w stanie spoczynku: PIP 15° i MCP 30°

12 ROZMIARÓW

PIP

5 rozmiarów implantów



MCP

7 rozmiarów implantów

