

Palec młotkowaty
Dr Stéphanie Gouzou
University Hospital of Strasbourg - Francja

METAHUS



AREX®
Stay the course

HK² - METAHUS

Jednorazowy stabilizator zewnętrzny

Jedna zestaw HK² to:

- 2 druty tej samej średnicy (1.2 mm lub 1.5 mm lub 1.8 mm)
- 1 zacisk do połączenia dwóch drutów

Jedno opakowanie HK² zawiera 10 zestawów (niesterylnych) tj:
20 drutów i 10 zacisków (5 po 2, patrz zdjęcie poniżej).

• **HK218 i HK218F**

Ø 1.8 mm: Distal Radius - Metacarpal bone

- HK218 : 2 druty gładkie
- HK218F : 2 druty gwintowane
- + 1 zacisk do 2 drutów



• **HK215 i HK215F**

Ø 1.5 mm: Carpal, Metacarpe - Phalange

- HK215 : 2 druty gładkie
- HK215F : 2 druty gwintowane
- + 1 zacisk do 2 drutów



• **HK212 i HK212F**

Ø 1.2 mm: Carpal - Phalanx

- HK212 : 2 druty gładkie
- HK212F : 2 druty gwintowane
- + 1 zacisk do 2 drutów



Kleszcze HK2 [ref. HK2P] zostały specjalnie zaprojektowane do użycia z zaciskami HK².



ZAGINANIE DRUTÓW



BŁOKOWANIE ZACISKÓW



GLADKIE CIĘCIE



CE 0459

design: emanueaux.fr / 233 Ed.09 / © AREX SpA - 2018

Dystrybutor w Polsce

Good For You Medical
ul. Zielna 30
62-080 Lusowo
Tel. 532 537 340
medical@good-for-you.pl

Manufacturer:
AREX®
BP20
3 allée du Clos Tonnerre
F91125 Palaiseau cedex FRANCE

www.good-for-you.pl

AREX® - 91120 PALAISEAU - FRANCE — T. +33 [0] 169 412 212 _ F. +33 [0] 169 411 110 _ info@arex.fr

Złamanie dalszej nasady kości promieniowej


Dr Gérard Hoel,
University Hospital of St Denis - Reunion Island



Złamanie Benetta

METAHUS

Prof. Philippe Liverneux
University Hospital of Strasbourg - Francja




Złamanie podstawy

5-tej kości śródreżca

METAHUS

Prof. Philippe Liverneux
University Hospital of Strasbourg - Francja



Złamanie szyjki 5-tej kości śródreżca

METAHUS

Prof. Philippe Liverneux
University Hospital of Strasbourg - Francja

